

CND A030401 - Rep. 1645820

Codice CANÈ/Codice EMED	Set per infusione
* SUB-109-G27-70	1 VIA 27G Ago verticale 9 mm Tubo 70 cm
SAF-Q-109-G27	1 VIA 27G Ago verticale 9 mm con sicurezza Tubo 91 cm
SAF-Q-109-G27-70	1 VIA 27G Ago verticale 9 mm con sicurezza Tubo 70 cm
SAF-Q-106-G24	1 VIA 24G Ago verticale 6 mm con sicurezza Tubo 91 cm
SAF-Q-109-G24	1 VIA 24G Ago verticale 9 mm con sicurezza Tubo 91 cm
SAF-Q-112-G24-70	1 VIA 24G Ago verticale 12 mm con sicurezza Tubo 70 cm
SAF-Q-209-G27	2 VIE 27G Aghi verticali 9 mm con sicurezza Tubi 91 cm
SAF-Q-212-G27	2 VIE 27G Aghi verticali 12 mm con sicurezza Tubi 91 cm
SAF-Q-312-G27	3 VIE 27G Aghi verticali 12 mm con sicurezza Tubi 91 cm
SAF-Q-412-G27	4 VIE 27G Aghi verticali 12 mm con sicurezza Tubi 91 cm

* non dotato di chiusura di sicurezza

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO IN ITALIA:



CANÈ S.p.A. Medical Technology
Via Cuorgnè 42/a 10098 Rivoli (TO) Italy
Tel.+39 011 9574872 - Fax +39 011 9598880
www.canespa.it E-mail: mailbox@canespa.it

PRODOTTO DA:



EMED Technologies Customer Service
126 Hawk's Flight Court, Suite 200 El Dorado hills, CA 95762 Tel. 888 - 550 - 6500 www.emedtc.com




Soft-Glide®

Set per infusione sottocutanea
con sistema di sicurezza SAF-Q™



Novità!

CE 0459



A inserzione
verticale


Soft-Glide®

Set per infusione sottocutanea ad aghi singoli e multipli

Caratteristiche

- **Esclusivo design e rivestimento dell'ago Soft-Glide®**
 - Tecnologia di rivestimento volta a ridurre al minimo il disagio e l'ansia da ago
 - Profilo ago ottimizzato per massimizzare il flusso
- **Ampia scelta di set per infusione ad aghi singoli e multipli**
 - Calibro aghi: 24 e 27
 - Lunghezza aghi: 6, 9, 12 mm per qualsiasi fascia di età e tipo di pelle
 - Lunghezza tubi: 70, 91 cm per qualsiasi esigenza clinica

- **Design e materiali speciali delle alette**
 - Alette trasparenti morbide per facilitare il posizionamento e il comfort del paziente
 - Con alette di sicurezza (SAF-Q™) per racchiudere l'ago in fase di rimozione
- **Esclusivo tubo in polietilene ultra-flessibile anti-ingocciamento**
- **Adesivo ipoallergenico sterile EMED per ogni ago**
- **Utilizzabile su ogni dispositivo con connessione Luer per terapia sottocutanea**



Soft-Glide®
raccomandato per
pompe Crono®

Facilità d'uso e sicurezza

I set di aghi SAF-Q™ dopo l'utilizzo richiedono solo due semplici passi:

Rimozione



Rivestimento ago Soft-Glide®

Chiusura



Il design esclusivo delle alette
riduce l'esposizione alle pun-
ture accidentali per gli operatori
sanitari e gli utilizzatori

Benefici

- L'inserimento dell'ago Soft-Glide® è praticamente indolore
- Riduce significativamente la forza di penetrazione richiesta per inserire l'ago nella cute
- Massimizza il comfort del paziente durante l'infusione
- Ideale per i pazienti con pelle sensibile (anziani, bambini e pazienti con pelle sottile)
- Prestazioni di flusso ottimali con una vasta gamma di viscosità dei liquidi da infondere